

プラスチック製装具って…「ちょっと」と言う方に。

柔軟素材で歩きやすい。  
 見た目がスッキリ。  
 靴が履きやすい。  
 装着感がいい。  
 嫌な音がしない。  
 軽いから嬉しい。



！  
 退院後、プラスチック製装具など  
 装着が必要な患者様でも装具  
 使用を取り止めてしまう方が多い  
 という報告もあります。

# 底屈防止サポーター

実用新案  
 登録済  
 第3206856号

## ここがポイント

### 部位によって伸縮素材を使い分け

伸縮性に優れた生地を使用。部位によって素材を使い分けることで足部の動きに追随。前足部には薄い素材を採用し、靴の脱ぎ履きもカンタン。

### 二重構造ベルトで内反足部を支持

ベルトは、二重構造で下垂足や片麻痺による内反傾向の足をしっかりと引き上げ。また、ベルトの着脱は面ファスナーだから調節もラクラク。



### 再成形可能なプラスチック製支柱

内蔵されたプラスチック製の支柱がフットアップ効果を向上。さらに、患者様の足の形状にぴったりフィットするから安定性もバツグン。



サイズ	S	M	L	LL
ヒールガース(cm)	28~30	30~32	32~34	34~36
MP関節周径(cm)	21~23	22~24	23~25	24~26
踵~第1MP関節(cm)	15~17	16~18	17~19	18~20

※左記各数値を参考にサイズ選定して下さい。  
 ※左右別売